

# Airstretcher® series

エアーストレッチャー®は医療用搬送具として米国FDA（米国連邦食品衛生薬事局）、MDM（メディカル・デバイス・マニュファクチャリング）の認定・登録を日本で初めてそれぞれ取得しました。

## エアーストレッチャー®・ラップ・ローバル

商品番号 **CYR-04T**



### ●上から下へ搬送例



写真提供：関東労災病院

### 看護師さんのアイデアから開発されました。

エアーストレッチャー・ラップ・ローバルは、患者さんを布で包み込み安全ベルトで固定するラップ型です。階段でも患者さんを自然のままの状態でも搬送でき、TP0系特殊プラスチック又は、PE系特殊プラスチック板採用により可能となりました。

土の上・アスファルト・鉄板等の上もスムーズに搬送できるエアーストレッチャーならではの手作り製品です。

#### 仕様

商品名： エアーストレッチャー・ラップ・ローバル

使用時： 80cm×約195cm×厚さ約5.5cm

収納時： φ28cm×80cm

重さ： 約7kg（本体重量）

色： オレンジ

加工： ローバル加工（TP0系・PE系特殊プラスチック）

※キャリアバック付 ※担架棒は別売

#### 特徴

◎エアーストレッチャー底部にTP0系特殊プラスチック又は、PE系特殊プラスチック板を採用していますので、摩擦とショックを和らげます。

◎アスファルト、路上、鉄板上でも楽々搬送できます。

◎階段も自然の状態ですから降らせません。

◎何回でも使用でき、いざという時は寝具としても使用できます。

◎雪の上や濡れた路面でも直接敷くことができます。

◎切れた場合など、保守メンテナンス付きです。

## オプション

商品番号 **PSS-023**



商品名：エアーストレッチャー・共通担架棒（三連結1式）

## エアーストレッチャー®の特徴

### ●空気が自動でマットに入り、何回でも使用できる。

キャビーオリジナルエアーマットは、米国製バイナルテクノロジー社、または、特許#3935690（米国）を取得のカスケード社のマットを使用。バルブを開けるだけで空気が自動的にマットに入ります。薬品・ガスは使用しません。



### ●軽量・コンパクト・巻いて収納

重さ、わずか3~7kg。コンパクトに巻いて収納でき、持ち運びも自由です。夜は寝具・敷布団としても使用でき、朝になったら巻いて収納。大きさもφ28cm×80cmとコンパクトで壁にも掛けられますので、消火器の上に設置し、院外からの救援者にも搬送用具を知らせることができます。



## エアーストレッチャー®を使用した訓練風景

安全で正確にご使用いただくため、予行練習を行ってください。



（写真提供：長野市民病院）



（写真提供：三重大学附属病院）



（写真提供：長野日赤病院）夜間



（写真提供：市立甲府病院）



[www.airstretcher.jp](http://www.airstretcher.jp)

お問合せは、株式会社未来 TEL:03-6869-9588 迄ご連絡ください。